



Zarękawniki standardowe z PE

servoprax

Zarękawniki z wysokiej jakości polietylenu (PE) o grubości 16 µm i długości 40 cm. Do ochrony przedramion podczas pracy w laboratorium.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Długość	Grubość	Kolor	Szt./Op.
	H7 630014	Zarękawniki standardowe z PE	PE	40 cm	16 µm	biały	100 szt.

Opis

Zarękawniki standardowe wykonane z wysokiej jakości polietylenu (PE). O grubości 16 µm i długości 40 cm. Zapewniają ochronę przedramion podczas pracy w laboratorium. Skutecznie chronią przed zabrudzeniami, substancjami chemicznymi oraz potencjalnymi zagrożeniami biologicznymi.