



Zestaw markerów wodoodpornych StatMark™

Zestaw 12 wodoodpornych markerów StatMark™. Trwały, czarny tusz odporny na działanie najpopularniejszych środków chemicznych takich jak: formalina, etanol, ksilen. Ultra cienka końcówka pozwala na precyzyjne nanoszenie oznaczeń.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	22313	Zestaw markerów wodoodpornych StatMark™	czarny	12 szt.

Opis

Zestaw 12 markerów wodoodpornych StatMark™. Specjalistyczny produkt do pisania dopasowany do wymagających warunków pracy w laboratoriach histologicznych i cytologicznych. Trwały, czarny tusz jest odporny na działanie najpopularniejszych środków chemicznych stosowanych w laboratoriach m.in.: formalina, etanol czy ksilen. Oznaczenia pozostaną czytelne przez cały proces przetwarzania, barwienia próbek oraz w kontakcie z agresywnymi chemikaliami. Ultra cienka końcówka pozwala na precyzyjne nanoszenie oznaczeń, nawet na niewielkich powierzchniach. Szybkie schnięcie zapobiega rozmazywaniu się.