



Probówki szklane hodowlane zakręcane

schuett **biotec**.de

Probówki hodowlane ze szkła sodowo-wapniowego z płaskim dnem. Produkt posiada aluminiową lub plastikową zakrętkę. Dostępne w poj. 5 lub 20 ml, posiadają matowe miejsce do naklejenia etykiety, są autoklawowalne (te z plastikową nakrętką do 121°C).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Materiał zakrętki	Śr. x wys.	Pojemność	Szt./Op.
	3.562 143	Probówki hodowlane	płaskodenne	aluminium	14 x 50 mm	5 ml	100 szt.
	3.563 523	Probówki hodowlane		plastik	27 x 50 mm	20 ml	100 szt.

Opis

Probówki hodowlane marki Shuett wykonane z wytrzymałego szkła sodowo-wapniowego. Mają **płaskie dno**, są sprzedawane z aluminiową lub plastikową zakrętką (w zależności od modelu). Oferują **pojemność 5 albo 20 ml**. Wysokość probówek to 50 mm, a śr. 14 albo 27 mm.

Są to produkty niesterylne, z matowym miejscem do naklejenia etykiety. Istnieje możliwość ich sterylizacji w autoklawie (modeli z plastikową zakrętką do 121°C). Sprzedawane w opakowaniach **po 100 sztuk**.