



## Szczotki do czyszczenia z włosiem z PVC



Szczotki z włosiem z tworzywa sztucznego PVC. Przeznaczone do czyszczenia próbników. Wytrzymały trzonek ze stali nierdzewnej. Oferowany w pięciu wariantach długości: 40-100 cm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. włosia	Długość
	N-8651	Szczotka do czyszczenia z włosiem z PVC	25 mm	40 cm
	N-8652	Szczotka do czyszczenia z włosiem z PVC	25 mm	60 cm
	N-8653	Szczotka do czyszczenia z włosiem z PVC	25 mm	80 cm
	N-8654	Szczotka do czyszczenia z włosiem z PVC	25 mm	100 cm
	N-8655	Szczotka do czyszczenia z włosiem z PVC	50 mm	100 cm

### Opis

Szczotki laboratoryjne z włosiem wykonanym z polichlorku winylu (PVC). Wytrzymały trzonek ze stali nierdzewnej. Przeznaczone do czyszczenia próbników. Doskonale sprawdzają się do czyszczenia wąskich i długich artykułów laboratoryjnych np. próbników, rur. Szczotki umożliwiają łatwe dotarcie do trudno dostępnych miejsc, zapewniając dokładne usunięcie zanieczyszczeń.

Średnica włosia wynosi 25 lub 50 mm. Produkt oferowany w pięciu wariantach długości: 40-100 cm.