



Nasadka na kolby do mieszadeł magnetycznych

Nasadka na jedną kolbę okrągłodenną do mieszadeł magnetycznych neoLab o Nr-Art. D-6010 i SunLab Nr-Art. D-8150. Nasadka wykonana jest z aluminium.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa



D-8151

Nasadka do kolb o poj. 250 ml



D-8152

Nasadka do kolb o poj. 500 ml

Opis

Nasadka na jedną kolbę okrągłodenną do mieszadeł magnetycznych neoLab o Nr-Art. D-6010 i SunLab Nr-Art. D-8150. Nasadka wykonana jest z aluminium.