



Rotory do wirówek Heraeus

Rotory odpowiednie dla wirówek Pico 17 i Pico 21 oraz Fresco 17 i Fresco 21 - Heraeus.

Dostępne:

Rotor 24-miejscowy z pokrywą aeroszczelną KlikSeal,

Rotor 18-miejscowy, na probówce 2,0/0,5 ml.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa



3-1885

Rotor 24-miejscowy z pokrywą aeroszczelną KlikSeal



3-1889

Rotor 18-miejscowy, na probówce 2,0/0,5 ml

Opis

Rotory odpowiednie dla wirówek Pico 17 i Pico 21 oraz Fresco 17 i Fresco 21 - Heraeus.

Rotor 24-miejscowy z pokrywą aeroszczelną KlikSeal.

Rotor 18-miejscowy, na probówce 2,0/0,5 ml.