



Akcesoria do wirówek mikrolitrowych Hettich



Rotory stałokątne do wirówki Hettich MIKRO 200 oraz adaptery redukcyjne kompatybilne z wybranymi rotorami Hettich. Dostępne rotory umożliwiają pracę z probówkami mikrolitrowymi od 0,2 do 2,0 ml, z prędkością do 15 000 rpm i maksymalnym przyspieszeniem $21\,382 \times g$. Adaptery pozwalają na stosowanie probówek o pojemności 0,2 ml, 0,5 ml i 1,5 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Szt./Op.	Nr producenta
	K-3003	Rotor stałokątny na 24 probówki o poj. 2,0 ml	do wirówki MIKRO 200	1 szt.	2434
	K-3004	Rotor stałokątny na 30 probówek o poj. 2,0 ml	do wirówki MIKRO 200	1 szt.	2437
	K-3014	Adaptery redukcyjne do probówek o poj. 0,5 ml	do rotorów 1226-A, 1252-A, 1258-A, 1213-A, 2434, 2437, 2428, 1195-A, 1189-A, 1158-L, 1154-L, 1555, 1552, 1553, 1789-A, 4790-A, 4489-A	6 szt.	2023
	K-3015	Adaptery redukcyjne do probówek o poj. 0,2 ml	do rotorów 4489-A, 1226-A, 1252-A, 1258-A, 1213-A, 2434, 2437, 2428, 1195-A, 1189-A, 1158-L, 1154-L, 1555, 1552, 1553, 1789-A, 4790-A	6 szt.	2024
	K-3016	Adaptery redukcyjne do probówek o poj. 1,5 ml	do rotorów 4790-A, 4489-A, 1226-A, 1252-A, 1258-A, 1213-A, 2434, 2437, 2428, 1195-A, 1189-A, 1158-L, 1154-L, 1555, 1552, 1553, 1789-A	6 szt.	2031

Opis

Rotory stałokątne

Rotory 24- i 30-miejscowe przeznaczone są do probówek mikrolitrowych o **pojemności od 0,2 do 2,0 ml**. Oba warianty osiągają maksymalną prędkość 15 000 rpm oraz **maksymalne przyspieszenie $21\,382 \times g$** .

Rotor 24-miejscowy pracuje pod kątem 45° i może dodatkowo pomieścić do 12 probówek do pobierania krwi 0,5 ml z odpowiednim adapterem. Rotor 30-miejscowy ma kąt 45° dla pozycji wewnętrznych i 55° dla zewnętrznych i może pomieścić do 15 probówek do pobierania krwi 0,5 ml. Oba rotory są wyposażone w pokrywę Bioseal.

Adaptery redukcyjne

Adaptery umożliwiają pracę z probówkami o **pojemności 0,2 ml, 0,5 ml i 1,5 ml**.

W naszej ofercie dostępna jest również [wirówka mikrolitrowa MIKRO 200 R Cooled](#), kompatybilna z prezentowanymi rotorami i adapterami.