



## Aluminiowe bloki grzejne dla neoBlock-Heizer

FOR MY LAB  
**neoLab**<sup>®</sup>

Aluminiowe bloki grzejne dla neoBlock-Heizer.

### Miniatura



### Nr-art.

2-2505

### Nazwa

Aluminiowy blok grzejny, 24 stanowiska, Ø 8 mm (próbówki 0,5 ml)



2-2506

Aluminiowy blok grzejny 24 stanowiska, Ø 10 mm (próbówki 1,5 - 2 ml)



2-2507

Aluminiowy blok grzejny, 24 stanowiska, Ø 6 mm



2-2508

Aluminiowy blok grzejny, 24 stanowiska, Ø 13 mm



2-2509

Aluminiowy blok grzejny, 6 stanowisk, Ø 20 mm



2-2510

Aluminiowy blok grzejny, 6 stanowisk, Ø 25 mm



2-2511

Aluminiowy blok grzejny pełny, do samodzielnego przewiercenia otworów



2-2513

Blok aluminiowy, 6 x 8 miejsc na próbki do PCR

### Opis

Aluminiowe bloki grzejne dla neoBlock-Heizer.