

Końcówki BagTips[®]



interscience

Końcówki sterylne BagTips[®] współdziałają z automatyczną pipetą BagPipet[®] (Nr-Art. K-1087). Końcówki są specjalnie przystosowane do pobierania próbek produktów spożywczych. Kształt słomki umożliwia łatwe pobranie lepkich, niejednorodnych produktów i eliminuje ryzyko zatkania końcówki pipety.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-1088	Końcówki sterylne do pobierania BagTips [®] Regular - dł. 19 cm	252 019	1000 szt.
	K-1089	Końcówki sterylne do pobierania BagTips [®] Jumbo - dł. 24 cm	252 024	1000 szt.

Opis

Końcówki sterylne BagTips są skierowane do pipet BagPipet. Konstrukcja końcówek przypominająca słomkę doskonale sprawdza się w przypadku pobierania gęstych, lepkich i niejednorodnych próbek. Szeroka średnica końcówki BagTips zapobiega zatykaniu a ich długość pozwala w wygodny dla użytkownika sposób pobierać próbkę z dna woreczka. Końcówki BagTips są dostępne w dwóch rozmiarach, Regular i Jumbo.

[Pipetę BagPipet[®]](#) należy zamawiać osobno.

[Więcej informacji na temat worków i innych produktów firmy Interscience – kliknij.](#)