



Akcesoria do termomiksera TS-100 Biosan



Akcesoria do Termomiksera **TS-100** firmy Biosan. Do wyboru wkłady na probówki 0,2-50 ml, krioprobówki, kuwety, próbówki okrągłodenne oraz płytkę 96-dołkową.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Na probówki
	K-0114	Wkład SC-18-02	20/12 miejsc	0,2/1,5 ml
	K-0113	Wkład SC-18	20/12 miejsc	0,5/1,5 ml
	K-7035	Wkład VP-32	32 miejsca	0,5 ml
	K-0111	Wkład SC-20	20 miejsc	1,5 ml
	K-0115	Wkład SC-24N	24 miejsca	1,5 ml
	K-0112	Wkład SC-24	24 miejsca	2,0 ml
	K-7031	Wkład VP-8/5	8 miejsc	5 ml
	K-7033	Wkład VP-8/15	8 miejsc	15 ml
	K-7032	Wkład VP-4	4 miejsca	50 ml
	K-7034	Wkład VP-CV-20	20 miejsc	kuwety szer. 10 mm
	K-7037	Wkład VP-CS-24	24 miejsca	krioprobówki o poj. 1,0-1,8 ml
	K-7036	Wkład VP-CL-24	24 miejsca	krioprobówki o poj. 3,6-4,5 ml
	K-7038	Wkład VP-20	20 miejsc	okrągłodenne o śr. 12 mm
	K-0116	Wkład SC-96A	1 miejsce	płytkę 96-dołkową

Opis

Akcesoria do Termomiksera **TS-100**. Do wyboru wkłady mieszczące probówki o pojemnościach 0,2 ml; 0,5 ml; 1,5 ml; 2,0 ml; 5,0 ml; 15 ml; 50 ml. Dostępne są także bloki na kriopróbówki (1,0-1,8 ml i 3,6-4,5 ml), kuwety spektrofotometryczne (10 mm), probówki okrągłodenne (12 mm), oraz płytkę 96-dółkową.