



Testy kryminalistyczne PMB - do wykrywania hemoglobiny i D-dimeru



Seratec[®] PMB testy immunochromatograficzne do identyfikacji krwi obwodowej i menstruacyjnej. Umożliwiają szybkie wykrywanie ludzkiej hemoglobiny (Hb) i D-dimeru. Próg wykrywalności dla hemoglobiny wynosi co najmniej 20 ng/ml, dla ludzkiego D-dimeru - 400 ng/ml. Seratec[®] PMB występują w dwóch wariantach ilościowych. Opakowanie zawiera 8 lub 30 kaset testowych, 8 lub 30 buteleczek z 1,5 ml buforu ekstrakcyjnego oraz instrukcję obsługi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Szt./Op.
	B-6011	Testy immunochromatograficzne Seratec PMB	do wykrywania hemoglobiny i D-dimeru	8 szt.
	B-6012	Testy immunochromatograficzne Seratec PMB	do wykrywania hemoglobiny i D-dimeru	30 szt.

Opis

Seratec[®] PMB to szybkie testy immunochromatograficzne, wykorzystywane w kryminalistyce do szybkiego identyfikowania **krwi obwodowej i menstruacyjnej**. Dzięki połączeniu wykrywania ludzkiej **hemoglobiny (Hb)** oraz **D-dimeru**, testy pozwalają na rozpoznanie krwi. Jest to kluczowe przy analizie śladów krwi w sprawach sądowych. Testy są proste w obsłudze, nie wymagają specjalistycznego sprzętu. Wyniki można uzyskać już po **10 minutach**. Seratec[®] PMB wykrywają stężenie Hb wynoszące co najmniej 20 ng/ml lub 400 ng/ml D-dimeru.

Hemoglobina (Hb) to barwnik występujący w czerwonych krwinkach, transportujący gazy w organizmie. D-dimery, będące produktami rozkładu fibryny, pełnią rolę markerów krwi menstruacyjnej. Ich stężenie wzrasta w trakcie menstruacji na skutek intensywnej fibrynolizy. W krwi obwodowej poziom D-dimerów jest natomiast niski, ponieważ proces krzepnięcia zachodzi głównie pozanaczyniowo.

Testy diagnostyczne Seratec[®] PMB Test produkowane zgodnie ze standardami jakości normy europejskiej **ISO 9001**.

Seratec[®] PMB występują w dwóch wariantach ilościowych. Opakowanie zawiera 8 lub 30 kaset testowych, 8 lub 30 buteleczek z 1,5 ml bufora ekstrakcyjnego oraz instrukcję obsługi.

W naszej ofercie dostępny jest również test immunochromatograficzny do szybkiego wykrywania ludzkiej hemoglobiny, [Seratec[®] HemDirect](#).