
















Akcesoria do termomikserów TS-100C



Akcesoria do termomikserów firmy Biosan: **TS-100C** oraz jego rozszerzonej wersji **TS-100C Smart**. Do wyboru wkłady na probówki o poj. 0,2-50ml, próbówki okrągłodenne krioprobówki, kuwety oraz płytkę 96-dołkową.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na probówki	Liczba miejsc
	K-0066	Wkład SC-18/02C	0,2/1,5 ml	20/12 miejsc
	K-0065	Wkład SC-18C	0,5/1,5 ml	20/12 miejsc
	K-7055	Wkład VP-32C	0,5 ml	32 miejsca
	K-0067	Wkład SC-20NC	1,5 ml	20 miejsc
	K-0063	Wkład SC-24NC	1,5 ml	24 miejsca
	K-0068	Wkład SC-24C	2,0 ml	24 miejsca
	K-7051	Wkład VP-8/5C	5,0 ml	8 miejsc
	K-7053	Wkład VP-8/15C	15 ml	8 miejsc
	K-7052	Wkład VP-4C	50 ml	4 miejsca
	K-7054	Wkład VP-CV-20C	kuwety szer. 10 mm	20 miejsc
	K-7057	VP-CS-24C	krioprobówki o poj. 1,0-1,8 ml	24 miejsca
	K-7056	VP-CL-24C	krioprobówki o poj. 3,6-4,5 ml	24 miejsca
	K-7058	VP-20C	okrągłodenne o śr. 12 mm	20 miejsc
	K-0069	Wkład SC-96AC	płytkę 96-dołkowa	1 miejsce

Opis

Aksesoria do termomikserów firmy Biosan: [TS-100C](#) oraz jego rozszerzonej wersji [TS-100C Smart](#) (umożliwia łączenia się z komputerem przez Bluetooth). Do wyboru wkłady mieszczące próbówki o poj. w zakresie 0,2 ml – 2,0 ml, próbówki okrągłodenne, krioprobówki, kuwety, a także wkład na płytki 96 dołkowe.

Wkład K-0069 przeznaczony jest do płytek 96-dołkowych PCR (0,2 ml) semi-skirted i unskirted.