



Kosze do sterylizacji z PP z pokrywką

NALGENE[®]

Kosze do sterylizacji firmy Nalgene wykonane z PP. Nadają się do przechowywania artykułów laboratoryjnych podczas procesów autoklawowania oraz czyszczenia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pokrywka	Szerokość	Długość	Wysokość
	N-7071	Kosz do sterylizacji z PP	z pokrywką	104 mm	156 mm	104 mm
	N-7072	Kosz do sterylizacji z PP	z pokrywką	178 mm	156 mm	178 mm
	N-7073	Kosz do sterylizacji z PP	z pokrywką	239 mm	233 mm	239 mm

Opis

Kosze do sterylizacji firmy Nalgene wykonane z polipropylenu (PP). Znajdują zastosowanie jako kosze na artykuły laboratoryjne poddawane procesowi autoklawowania oraz czyszczenia.

Ich budowa umożliwia swobodny przepływ powietrza podczas suszenia. Gładka powierzchnia zapobiega powstawaniu zarysowań na umieszczanych w nich rzeczach. Materiał, z którego wykonany jest produkt, cechuje odporność na większość kwasów, zasad oraz alkoholi.

Do koszy dołączane są dopasowane pokrywki. Kosze można wkładać jeden w drugi, co ułatwia ich przechowywanie.

Dostępne w trzech rozmiarach.