



Końcówki Eppendorf epT.I.P.S.[®] BioBased w worku - Eppendorf Quality

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Końcówki epT.I.P.S.[®] BioBased są dopasowane do pipet Eppendorf, zapewniając szczelne i stabilne osadzenie na stożku pipety. Wykonano je z biopolimeru drugiej generacji, co ogranicza wykorzystanie tworzyw pochodzących z paliw kopalnych. Dostępne są w rozmiarach od 10 µl do 5000 µl i posiadają stopień czystości Eppendorf Quality.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	K-5781	Końcówki epT.I.P.S. [®] BioBased w worku	0,1-10 µl	34 mm	ciemnoszary	Eppendorf Quality	2 x 500 szt.	1000 szt.	0030 080.033
	K-5782	Końcówki epT.I.P.S. [®] BioBased w worku	0,1-20 µl	40 mm	szary	Eppendorf Quality	2 x 500 szt.	1000 szt.	0030 080.041
	K-5783	Końcówki epT.I.P.S. [®] BioBased w worku	0,5-20 µl	46 mm	jasnoszary	Eppendorf Quality	2 x 500 szt.	1000 szt.	0030 080.050
	K-5784	Końcówki epT.I.P.S. [®] BioBased w worku	2-200 µl	53 mm	żółty	Eppendorf Quality	2 x 500 szt.	1000 szt.	0030 080.068
	K-5785	Końcówki epT.I.P.S. [®] BioBased w worku	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	Eppendorf Quality	2 x 500 szt.	1000 szt.	0030 080.076
	K-5786	Końcówki epT.I.P.S. [®] BioBased w worku	50-1000 µl	71 mm	niebieski	Eppendorf Quality	2 x 500 szt.	1000 szt.	0030 080.084
	K-5787	Końcówki epT.I.P.S. [®] BioBased w worku	50-1250 µl	76 mm	zielony	Eppendorf Quality	2 x 500 szt.	1000 szt.	0030 080.092
	K-5788	Końcówki epT.I.P.S. [®] BioBased w worku	50-1250 µl	103 mm	ciemnozielony	Eppendorf Quality	4 x 250 szt.	1000 szt.	0030 080.106
	K-5789	Końcówki epT.I.P.S. [®] BioBased w worku	100-2500 µl	115 mm	czerwony	Eppendorf Quality	5 x 100 szt.	500 szt.	0030 080.114
	K-5790	Końcówki epT.I.P.S. [®] BioBased w worku	100-5000 µl	120 mm	fioletowy	Eppendorf Quality	5 x 100 szt.	500 szt.	0030 080.122
	K-5791	Końcówki epT.I.P.S. [®] BioBased w worku	200-5000 µl	175 mm	fioletowy	Eppendorf Quality	3 x 100 szt.	300 szt.	0030 080.130

Opis

Oryginalne końcówki do pipet Eppendorf zapewniają szczelne i stabilne dopasowanie do pipet tej marki. Pakowane są w worki strunowe z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, dostarczane w stopniu czystości Eppendorf Quality i nadają się do autoklawowania w 121°C. Końcówki epT.I.P.S.[®] BioBased wykonano z biopolimeru drugiej generacji, który łączy wysoką odporność termiczną i chemiczną z mniejszym wykorzystaniem surowców pochodzących z paliw kopalnych.

Końcówki epT.I.P.S.[®] BioBased – wykonane z biopolimeru drugiej generacji

Końcówki uzupełniają gamę produktów Eppendorf BioBased, zostały wyprodukowane z **biopolimeru drugiej generacji, który bazuje na surowcach odnawialnych**. Są to między innymi odpady i pozostałości z rafinacji olejów roślinnych lub zużytego oleju spożywczego. Zastosowanie źródeł alternatywnych do paliw kopalnych umożliwia zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i śladu węglowego bez strat na jakości, precyzji i dokładności. Końcówki epT.I.P.S.[®] BioBased posiadają certyfikat ACT (Accountability, Consistency, and Transparency).

Eppendorf epT.I.P.S.[®] BioBased w workach oferowane są w stopniu Eppendorf Quality. Wszystkie rozmiary końcówek oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym, co pozwala na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności.

Eppendorf BioBased – gama produktów

Seria BioBased obejmuje również końcówki w stelażach [epT.I.P.S.[®] BioBased Reloads](#) w stopniu czystości Biopur[®]. Końcówki z filtrem: [ep Dualfilter T.I.P.S.[®] BioBased Reloads](#) (PCR Clean i sterylne) oraz [ep Dualfilter T.I.P.S.[®] SealMax[®] BioBased Reloads](#) (Biopur[®]). Dostępne są probówki wirówkowe wykonane z biopolimeru drugiej generacji o pojemności [5 ml](#), [25 ml](#) oraz [typu Falcon o poj. 15 oraz 50 ml](#). Probówki Eppendorf Tubes BioBased oferowane są w stopniu czystości PCR Clean + sterylne.