



Szczotki do probówek, naczyń laboratoryjnych - główka bawełniana

Szczotki z naturalnego włosia z wełnianą główką. Do czyszczenia probówek lub naczyń laboratoryjnych. Można używać ze środkami czyszczącymi i dezynfekującymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Końcówka	Śr. włosia	Dł. włosia	Dł. uchwytu	Dł. całk.
	B-1558	Szczotka do naczyń lab.	bawełniana	10 mm	65 mm	145 mm	210 mm
	B-1559	Szczotka do probówek	bawełniana	15 mm	85 mm	175 mm	260 mm
	B-1560	Szczotka do probówek	bawełniana	20 mm	100 mm	170 mm	270 mm
	B-1561	Szczotka do probówek	bawełniana	30 mm	130 mm	140 mm	270 mm

Opis

Szczotki wykonane z naturalnego włosia z wełnianą główką. Ocynkowany, druciany trzonek. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi. Służą do czyszczenia probówek lub naczyń laboratoryjnych, takich jak: zlewki, cylindry, pipety i inne.

Do wyboru różne średnice i długości, w zależności od wariantu. W ofercie posiadamy również szczotki do butelek i naczyń laboratoryjnych z pędzelkiem.