



Nakrętki do fiolek do autosamplera

Nakrętki do fiolek bez otworu z septą butyl/PTFE. Gwint 8-425 mm. Opakowanie zawiera 100 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Septa	Gwint	Szt./Op.
	2-7206	Nakrętki bez otworu	Butyl / PTFE	8-425	100 szt.

Opis

Nakrętki do fiolek bez otworu z septą butyl/PTFE. Gwint 8-425 mm. Opakowanie zawiera 100 szt.