



Końcówki Optifit - w pudełku FlexiBulk

SARTORIUS

Oryginalne końcówki do pipet Sartorius Biohit. Pasują także do wielu powszechnie stosowanych pipet. Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu. Autoklawowalne (nie dotyczy pudełka z tworzywa PET).

Oferowane w zastępstwie za końcówki pakowane w workach. Pudełko wykonane z PET jest o połowę lżejsze od standardowego kartonu i worka.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	K-3782	Końcówki Sartorius Biohit Optifit	0,5-200 µl	51 mm	pudełko FlexiBulk	960 szt.	LH-B790204
	K-3783	Końcówki Sartorius Biohit Optifit	5-350 µl	54 mm	pudełko FlexiBulk	960 szt.	LH-B790354
	K-3784	Końcówki Sartorius Biohit Optifit	10-1000 µl	71,5 mm	pudełko FlexiBulk	480 szt.	LH-B791004
	K-3785	Końcówki Sartorius Biohit Optifit - z szerokim otworem	10-1000 µl	68,5 mm	pudełko FlexiBulk	480 szt.	LH-B791024
	K-3786	Końcówki Sartorius Biohit Optifit	50-1200 µl	71,5 mm	pudełko FlexiBulk	480 szt.	LH-B791204

Opis

Oryginalne końcówki do pipet Sartorius Biohit. Pasują także do wielu powszechnie stosowanych pipet. Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu. Autoklawowalne (nie dotyczy pudełka z tworzywa PET).

Oferowane w zastępstwie za końcówki pakowane w workach. Pudełko wykonane z PET jest o połowę lżejsze od standardowego kartonu i worka.

Spakowane w pudełka FlexiBulk, zawierające po 480 lub 960 szt. końcówek. Wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn, dostępne w wersji niesterylnej.

Zgodne z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 13485.