



Fiolki gwintowane do przechowywania próbek

Fiolki gwintowane wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Śr. x wys.	Śr. gwintu	Szt./Op.
	7-0880	Fiolki z gwintem	bezbarwny	8 ml	16,6 x 61 mm	15 mm	100 szt.
	7-0881	Fiolki z gwintem	oranżowe	8 ml	16,6 x 61 mm	15 mm	100 szt.
	7-0882	Fiolki z gwintem	bezbarwny	12 ml	18,5 x 66 mm	15 mm	100 szt.
	7-0883	Fiolki z gwintem	oranżowe	12 ml	18,5 x 66 mm	15 mm	100 szt.

Opis

Fiolki gwintowane wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej.