



Fiolki gwintowane ND13

Standardowe fiolki z przezroczystego lub brązowego szkła. Z szerokim otworem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Pojemność	Gwint	Szt./Op.
	7-0764	Fiolki gwintowane	-	bezbarny	4 ml	ND13	100 szt.
	7-0765	Fiolki gwintowane	Z polem na opis i oznaczeniem poziomu napełnienia	bezbarny	4 ml	ND13	100 szt.
	7-0766	Fiolki gwintowane	-	oranzowe	4 ml	ND13	100 szt.
	7-0767	Fiolki gwintowane	Z polem na opis i oznaczeniem poziomu napełnienia	oranzowe	4 ml	ND13	100 szt.

Opis

Standardowe fiolki z przezroczystego lub brązowego szkła. Z szerokim otworem.

Pojemność: 4 ml.

Gwint: 13-425.

Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej.

Wymiary: 45 x Ø 14,7 mm.

Mikrowkłady do fiolek gwintowanych: stożkowe, z końcówką o dł. 15 mm.

Pojemność: 0,3 ml.

Wymiary: 40 x Ø 6 mm.

Metalowe sprężynki do mikrowkładów, wymiary: 50 x 7,5 mm.

Pasują do nich np. zakrętki: ND13 (od 7-0770 do 7-0777), mikrowkłady 7-0768 oraz sprężynki 7-0769.