



Fiolki Wheaton ze szkła przezroczystego lub brązowego, z gwintem - 1,5 ml i 2 ml

WHEATON[®]

Wysokiej jakości fiolki wykonane ze szkła borokrzemowego odpornego na zmiany temperatury. Autoklawowalne. Opakowanie zawiera 2 x 100 fiolek zafoliowanych na tacce, co zabezpiecza je przed zakurzeniem. Brązowe szkło chroni próbki wrażliwe na światło i utrzymuje czystość zawartości. Dostarczane bez zakrętek gwintowych. Odpowiednie typy zakrętek oraz septy należy zamawiać osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	9-0151	Fiolki WHEATON z gwintem	bezbardwy	2 ml	12 x 35 mm	ND8	200 szt.
	9-0158	Fiolki WHEATON z gwintem	oranzowe	1,5 ml	12 x 32 mm	ND8	200 szt.
	9-0159	Fiolki WHEATON z gwintem	oranzowe	2 ml	12 x 35 mm	ND8	200 szt.

Opis

Wysokiej jakości fiolki wykonane ze szkła borokrzemowego odpornego na zmiany temperatury. Autoklawowalne. Opakowanie zawiera 2 x 100 fiolek zafoliowanych na tacce, co zabezpiecza je przed zakurzeniem. Brązowe szkło chroni próbki wrażliwe na światło i utrzymuje czystość zawartości. Dostarczane bez zakrętek gwintowych. Odpowiednie typy zakrętek oraz septy należy zamawiać osobno.