


**Papierki do ozn. półilościowych Quantofix - Cynk**



Półilościowe paski testowe Quantofix do oznaczania cynku. Zmiana barwy z pomarańczowej na czerwoną. Zakres pomiarowy: 2-100 mg/l Zn<sup>2+</sup>. Temperatura przechowywania: 4-30 °C. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków w tubie i odczynnik.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3886	Paski do ozn. półilościowych Quantofix Cynk + odczynnik	pomarańczowy - czerwony	100 szt.

**Opis**

Półilościowe paski testowe Quantofix do oznaczania cynku. Zmiana barwy z pomarańczowej na czerwoną. Zakres pomiarowy: 2-100 mg/l Zn<sup>2+</sup>. Temperatura przechowywania: 4-30 °C. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków w tubie i odczynnik (25 ml wodorotlenku sodu).

Stopniowanie skali pasków:

Cynk - 0 • 2 • 5 • 10 • 25 • 50 • 100 mg/l Zn<sup>2+</sup>

Uwaga: Materiał niebezpieczny. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Nie wdychać pyłu, par cieczy. Stosować rękawice ochronne oraz środki ochrony oczu. Może powodować korozję metali.