



Fiolki Wheaton z brązowego szkła, z zakrętką i gumową wkładką - 2 ml

WHEATON[®]

Wykonane z brązowego szkła borokrzemowego Wheaton 320. Odpowiednie dla próbek wrażliwych na światło. Szkło spełnia wymagania normy ASTM typ I, klasa B. Fiolki i zakrętki mogą być sterylizowane oraz przechowywane w niskich temperaturach. Zakrętki zawierają białą, gumową wkładkę na bazie styrenu i butadienu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Zakrętka	Szt./Op.
	9-0178	Fiolki Wheaton z zakrętką i gumową wkładką	2 ml	12 x 38 mm	śr. 8 mm	288 szt.

Opis

Wykonane z brązowego szkła borokrzemowego Wheaton 320. Odpowiednie dla próbek wrażliwych na światło. Szkło spełnia wymagania normy ASTM typ I, klasa B. Fiolki i zakrętki mogą być sterylizowane oraz przechowywane w niskich temperaturach. Zakrętki zawierają białą, gumową wkładkę na bazie styrenu i butadienu.