


Podnośnik laboratoryjny e-Lift



Podnośnik laboratoryjny e-Lift umożliwia precyzyjne ustawienie wysokości w zakresie 100–275 mm. Przystosowany do obciążenia do 10 kg. Kompatybilny z mieszadłami Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-6495	Podnośnik laboratoryjny e-Lift	mieszadła magnetyczne Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate	509-00100-00

Opis

Podnośnik laboratoryjny e-Lift zapewnia precyzyjną **regulację wysokości w zakresie 100–275 mm**. Jest kompatybilny z mieszadłami Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate, co zwiększa jego wszechstronność w pracy z różnymi urządzeniami. **Dopuszczalne obciążenie wynosi do 10 kg**. Waga urządzenia to 6 kg, a jego wymiary wynoszą 185 x 350 mm. Dzięki swojej konstrukcji oraz ochronie przed pyłem i wilgocią, podnośnik idealnie sprawdza się w wymagających warunkach laboratoryjnych.