



Systemy grzejne Heat-On™ Multi-Well Heidolph



Systemy grzejne Heat-On™ Multi-Well i Multi-Well Basic to rozwiązania do podgrzewania wielu próbek. Zestawy zawierają nakładkę Multi-Well Holder oraz wkładki Heat-On™ o pojemnościach 25 ml, 50 ml i 100 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-6451	System grzejny Heat-On™ Multi Well	mieszadła magnetyczne Heidolph	505-81200-00
	H-6452	System grzejny Heat-On™ Multi Well Basic	mieszadła magnetyczne Heidolph	505-81300-00

Opis

System grzejny Heat-On™ Multi-Well składa się z nakładki Multi-Well Holder oraz sześciu wkładek: dwóch do kolb okrągłodennych o pojemności 25 ml, dwóch do kolb o poj. 50 ml i dwóch do kolb o poj. 100 ml. Dzięki temu zestawowi możliwe jest jednoczesne podgrzewanie większej liczby próbek, co zwiększa efektywność pracy w laboratoriach.

Wersja Heat-On™ Multi-Well Basic obejmuje nakładkę Multi-Well Holder oraz po jednej wkładce do kolb okrągłodennych o pojemności 25 ml, 50 ml i 100 ml.

Oba systemy zaprojektowano z myślą o łatwej obsłudze i wymianie wkładek, co zapewnia wygodę pracy w różnych warunkach laboratoryjnych. Nakładkę Multi-Well Holder wykonano z materiałów odpornych na wysokie temperatury i działanie chemikaliów, zapewniając trwałość i niezawodność. Maksymalna temperatura pracy wynosi 260 °C, co pozwala na realizację szerokiego zakresu procesów podgrzewania. Systemy gwarantują równomierne rozprowadzenie ciepła.