



Tacka inkubacyjna na szalki Petriego



Tacka inkubacyjna zwiększająca całkowitą pojemność inkubatora, ułatwiająca organizację i umożliwiającą wygodne przenoszenie szalek Petriego. Otwory wentylacyjne umieszczone w dnie ułatwiają przepływ powietrza. Boczne ścianki można wykorzystać do identyfikacji próbek za pomocą markera lub etykiety.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szerokość	Długość	Wysokość
	2-1306	Tacka inkubacyjna na szalki Petriego	237 mm	251 mm	35 mm

Opis

Tacka inkubacyjna na szalki Petriego, wykonana z PP (polipropylenu). Zwiększa całkowitą pojemność inkubatora, ułatwia organizację, umożliwia wygodne przenoszenie szalek Petriego. Powierzchnia tacki mieści 5 szalek Petriego o średnicy 100 mm lub 15 szalek o średnicy 60 mm. 16 otworów wentylacyjnych w dnie stojaka ułatwia przepływ powietrza. Boczne ścianki można wykorzystać do identyfikacji ważnych próbek za pomocą markera lub etykiety.

Produkt można dezynfekować 70% etanolem lub powszechnie stosowanymi laboratoryjnymi środkami dezynfekującymi. Nie zaleca się stosowania w temperaturach powyżej 100°C, gdyż może to spowodować odkształcenia.

Tacki inkubacyjne można układać w stosy. Wymiary wynoszą 237 x 251 x 35 mm (szer x dł x wys).