



Zestaw Unimax 1010



Zestaw Unimax 1010 pozwala na równoczesne wytrząsanie i inkubację (do 65°C). Zawiera wytrząsarkę Unimax 1010, moduł grzewczy oraz standardową komorę inkubacyjną (wys. 267 mm). Wytrząsarka ma regulowaną prędkość obrotową (20-400 obr./min) i timer.

Miniatura



Nr-art.

H-6672

Nazwa

Zestaw Unimax 1010

Nr producenta

543-12319-00

Opis

Zestaw Unimax 1010 jest przeznaczony do wytrząsania i inkubacji w temperaturze do 65°C. Zawiera [wytrząsarkę Unimax 1010](#), [moduł grzewczy](#) oraz [standardową komorę inkubacyjną](#).

Wytrząsarka Unimax 1010 posiada regulowaną prędkość obrotową w zakresie 20-400 obr./min. oraz timer, który umożliwia ustawienie czasu pracy w trybie ciągłym lub ograniczonym (1-120 minut). Ruch okrężny oraz gumowa platforma zapewniają stabilność naczyń podczas wytrząsania. Dzięki bogatemu wyborowi akcesoriów, takich jak statywy, rolki napinające oraz platformy, urządzenie może wytrząsać różne rodzaje naczyń laboratoryjnych.

Moduł grzewczy zapewnia regulację temperatury od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 65°C, umożliwiając inkubację próbek.

Standardowa komora inkubacyjna (wys. 267 mm) wykonana z przezroczystego materiału PET-G pozwala na wizualny podgląd próbek bez konieczności otwierania obudowy.

Zestaw Unimax 1010 idealnie sprawdzi się w laboratoriach wymagających wytrząsania oraz stabilnych warunków inkubacji.