



Fiolki z wywiniętym brzegiem ND11



Standardowe fiolki z wywiniętym brzegiem ND11 do zastosowań GC i HPLC. Przystosowane do większości autosamplerów. Szeroki otwór umożliwia łatwe napełnianie. Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolytycznej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Pojemność	Gwint	Szt./Op.
	7-0622	Fiolki z wywiniętym brzegiem	-	bezbarny	1,5 ml	ND11	100 szt.
	7-0625	Fiolki z wywiniętym brzegiem	Ze stożkiem wewnętrznym 15 µl	bezbarny	1,1 ml	ND11	100 szt.

Opis

Standardowe fiolki z wywiniętym brzegiem ND11 do zastosowań GC i HPLC. Przystosowane do większości autosamplerów. Szeroki otwór umożliwia łatwe napełnianie. Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolytycznej.