







Aksesoria do Reax 20



Zestawy mocujące i płytki dociskające do wytrząsarek Reax 20 zapewniają stabilność i bezpieczeństwo podczas pracy z naczyniami laboratoryjnymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-6731	Płytki dociskająca mała	wytrząsarki Reax 20	11-001-001-51
	H-6732	Płytki dociskająca duża	wytrząsarki Reax 20	11-001-001-81
	H-6733	Zestaw mocujący S	wytrząsarki Reax 20	549-27000-00
	H-6735	Zestawy mocujący M	wytrząsarki Reax 20	549-26000-00

Opis

Zestawy mocujące i płytki napinające zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa podczas pracy z butelkami i naczyniami laboratoryjnymi. Przeznaczone do [wytrząsarek obrotowych Reax 20](#).

Dostępne produkty:

- **płytki dociskająca (mała):** przeznaczona do nasadek o średnicy do 77 mm,
- **płytki dociskająca (duża):** umożliwia mocowanie butelek o śr. 94 mm,
- **zestawy mocujące S i M:** zestawy S i M składają się z 4 części, umożliwiają mocowanie butelek o maksymalnej średnicy 136 mm. Zalecane konfiguracje w zależności od wysokości butelek:
 - 72-32 mm: 1 x zestaw M + 2 x zestaw S,
 - 114-74 mm: 2 x zestaw S,
 - 160-120 mm: 1 x zestaw M + 1 x zestaw S,
 - 202-162 mm: 1 x zestaw S,
 - 206-166 mm: 2 x zestaw M,
 - 248-208 mm: 1 x zestaw M,
 - 290-250 mm: zestawy niewymagane.