



Etykiety kriogeniczne z tkaniny nylonowej

NALGENE[®]

Etykiety kriogeniczne z tkaniny nylonowej, białe. Do stosowania w bardzo niskich temperaturach. Odporne na kurczenie i łuszczenie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wymiary	Pakowane	Szt./Op.
	5040-0002	Etykiety kriogeniczne	biały	25 x 50 mm	10 x 20 szt.	200 szt.

Opis

Etykiety kriogeniczne z tkaniny nylonowej, białe. Specjalnie zaprojektowane do stosowania w bardzo niskich temperaturach. Przylegają zarówno do plastiku jak i tektury, bez kurczenia się i łuszczenia. Można je wykorzystywać do identyfikacji próbek, przy użyciu markera lub długopisu. Wymiary każdej naklejki to 25 x 50 mm. Produkt nie autoklawowalny. Naklejki umieszczone na arkuszach – 10 arkuszy po 20 szt. w układzie 4 x 5 szt.