



Łyżeczka aluminiowa



Łyżeczka aluminiowa do precyzyjnego odmierzania i przekładania małych ilości substancji. Długość 330 mm.

Miniatura



Nr-art.

H-1900

Nazwa

Łyżeczka aluminiowa

Długość

330 mm

Opis

Łyżeczka wykonana z aluminium. Do precyzyjnego odmierzania i przekładania małych ilości substancji bez ryzyka ich uszkodzenia lub zanieczyszczenia. Długość całkowita wynosi 330 mm.