



Zestawy startowe pipet Proline Plus

SARTORIUS

Zestawy startowe Proline Plus dostępne w 7 wersjach. Zawierają od 3 do 5 pipet, statyw liniowy, uchwyt do każdej z pipet oraz po jednym opakowaniu lub pudełku odpowiednich końcówek.

Pipety Proline są lekkie i trwałe, znakomicie nadające się do codziennego stosowania w laboratorium. Posiadają dobrą odporność chemiczną i na promieniowanie UV. Bardzo łatwe w konserwacji. W całości autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Nr producenta
	K-3930	Zestaw startowy pipet	Proline Plus 3-pack 10	LH-728670
	K-3931	Zestaw startowy pipet	Proline Plus 3-pack 20	LH-728671
	K-3932	Zestaw startowy pipet	Proline Plus 4-pack 20	LH-728672
	K-3933	Zestaw startowy pipet	Proline Plus 4-pack 100	LH-728673
	K-3934	Zestaw startowy pipet	Proline Plus 5-pack 10	LH-728674
	K-3935	Zestaw startowy pipet	Proline Plus 5-pack 20	LH-728675
	K-3936	Zestaw startowy pipet	Proline Plus 3+1-pack	LH-728676
	K-3937	Zestaw startowy pipet	Proline Plus 3-pack Max	LH-728677

Opis

Zestawy startowe Proline Plus dostępne w 7 wersjach. Zawierają od 3 do 5 pipet, statyw liniowy, uchwyt do każdej z pipet oraz po jednym opakowaniu lub pudełku odpowiednich końcówek.

Pipety Proline są lekkie i trwałe, znakomicie nadające się do codziennego stosowania w laboratorium. Posiadają dobrą odporność chemiczną i na promieniowanie UV. Bardzo łatwe w konserwacji. W całości autoklawowalne. Nadają się do używania zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne. Ustawianie objętości w sposób skokowy. Izolacja termiczna elementów wewnętrznych pipet umożliwia zachowanie dokładności nawet pod wpływem ciepła, wywołanego długimi seriami pipetowania. Można ich używać do pipetowania cieczy do większości powszechnie stosowanych probówek, dzięki wąskiemu kołnierzu wyrzutnika końcówek. Wymienne filtry Safe Cone zapobiegają zanieczyszczeniom. Posiadają deklarację zgodności CE. Gwarancja 24 miesiące.

Nr-Art.	Wersja	Zawartość
K-3930	Proline Plus 3-pack 10	- 3 x pipeta jednokanałowa (0,5-10 µl / 10-100 µl / 100-1000 µl) - 3 x pudełko końcówek – 96 szt. (0,1-10 µl / 0,5-200 µl / 10-1000 µl) - statyw liniowy - 3 x uchwyt do pipety
K-3931	Proline Plus 3-pack 20	- 3 x pipeta jednokanałowa (2-20 µl / 20-200 µl / 100-1000 µl) - 2 x pudełko końcówek – 96 szt. (0,5-200 µl / 10-1000 µl) - statyw liniowy - 3 x uchwyt do pipety
K-3932	Proline Plus 4-pack 20	- 4 x pipeta jednokanałowa (0,5-10 µl / 2-20 µl / 20-200 µl / 100-1000 µl) - 3 x pudełko końcówek – 96 szt. (0,1-10 µl / 0,5-200 µl / 10-1000 µl) - statyw liniowy - 4 x uchwyt do pipety
K-3933	Proline Plus 4-pack 100	- 4 x pipeta jednokanałowa (0,5-10 µl / 10-100 µl / 20-200 µl / 100-1000 µl) - 3 x pudełko końcówek – 96 szt. (0,1-10 µl / 0,5-200 µl / 10-1000 µl) - statyw liniowy - 4 x uchwyt do pipety
K-3934	Proline Plus 5-pack 10	- 5 x pipeta jednokanałowa (0,5-10 µl / 10-100 µl / 20-200 µl / 100-1000 µl / 500-5000 µl) - 2 x pudełko końcówek – 96 szt. (0,5-200 µl / 10-1000 µl) - 1 x pudełko końcówek – 50 szt. (100-5000 µl) - statyw liniowy - 5 x uchwyt do pipety
K-3935	Proline Plus 5-pack 20	- 5 x pipeta jednokanałowa (2-20 µl / 10-100 µl / 20-200 µl / 100-1000 µl / 500-5000 µl) - 2 x pudełko końcówek – 96 szt. (0,5-200 µl / 10-1000 µl) - 1 x pudełko końcówek – 50 szt. (100-5000 µl) - statyw liniowy - 5 x uchwyt do pipety
K-3936	Proline Plus 3+1-pack	- 3 x pipeta jednokanałowa (0,5-10 µl / 20-200 µl / 100-1000 µl) - 1 x pipeta 8-kanałowa (30-300 µl) - 4 x pudełko końcówek – 96 szt. (0,1-10 µl / 0,5-200 µl / 5-350 µl / 10-1000 µl) - statyw liniowy - 4 x uchwyt do pipety
K-3937	Proline Plus 3-pack Max	- 3 x pipeta jednokanałowa (100-1000 µl / 500-5000 µl / 1000-10000 µl) - 1 x pudełko końcówek – 96 szt. (10-1000 µl) - 1 x worek z końcówkami – 100 szt. (100-5000 µl) - 1 x worek z końcówkami – 250 szt. (100-10000 µl) - statyw liniowy - 3 x uchwyt do pipety