



Butle odbiorcze do filtracji próżniowej Filtropur



Butle odbiorcze przeznaczone do filtracji próżniowej. Kompatybilne z filtrami nabutelkowymi Filtropur BT oraz systemem Filtropur V. Wykonane z PS. W sprzedaży posiadamy butelki o pojemnościach: 250 ml, 500 ml i 1000 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Poj. butelki	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	J-4681	Butla odbiorcza do filtracji próżniowej Filtropur	250 ml	sterylny	83.3940.505	24 szt.
	J-4682	Butla odbiorcza do filtracji próżniowej Filtropur	500 ml	sterylny	83.3941.505	24 szt.
	J-4683	Butla odbiorcza do filtracji próżniowej Filtropur	1000 ml	sterylny	83.3942.505	24 szt.

Opis

Butelki odbiorcze Filtropur wykonane z polistyrenu (PS). Przeznaczone są do odbierania przesączu o objętości maksymalnie 250 ml, 500 ml lub 1000 ml. Kompatybilne z [filtrami nabutelkowymi Filtropur BT](#) oraz systemem [Filtropur V](#).

Każda butelka jest sterylnie zapakowana z nakręconą czerwoną zakrętką wykonaną z polietylenu (HD-PE). Butle certyfikowane są jako sterylne (sterylizowane radiacyjnie), niezawierające pirogenów i endotoksyn, niecytotoksyczne oraz wolne od DNaz/RNaz.