



Zestaw do kalibracji temperatury do wagosuszarek serii MB - z walizką



Zestaw do kalibracji temperatury wagosuszarek Ohaus. Umieszczony w walizce z ABS.

Miniatura



Nr-art.

H-1938

Nazwa

Zestaw do kalibracji temperatury - z walizką

Przeznaczenie

wagosuszarki serii MB

Nr producenta

11113857

Opis

Zestaw do kalibracji temperatury, służy do korygowania ustawień temperatury wagosuszarek Ohaus. Przeznaczony do modeli: MB23, MB25, MB27, MB32, MB62, MB90, MB92, MB120.

Zestaw umieszczony w obudowie z wytrzymałego tworzywa ABS. Wymiary walizki wynoszą: 150 x 180 x 50 mm.