



Wkłady do termomiksera TS-DW



Adaptory pasujące do termomiksera TS-DW. Oferujemy wkłady przeznaczone do montażu płytek od różnych producentów: Eppendorf[®], Axygen[®], Sarstedt[®], Abgene[®], Riplat[®], PlateOne[®], Nunc[®], Starlab[®], KingFisher[™], Silcprep[™], PowerMag[®], SSI Bio, Porvair[®], Brand. Dostępny jest także adapter odpowiedni do standardowych płytek PCR typu unskirted, semi-skirted, skirted.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pasująca płytka
	K-8164	Blok B-2E	Eppendorf [®] 96/1000 µl
	K-8161	Blok B-06A	Axygen [®] 96/600 µl
	K-8153	Blok B-2A	Axygen [®] 96/2200 µl
	K-8151	Blok B-2S	Sarstedt [®] 96/2200 µl
	K-8167	Blok B-08AB	Abgene [™] Storage Plate 96/800 µl
	K-8169	Blok B-12AB	Abgene [™] 96/1200 µl
	K-8152	Blok B-1R	Riplat [®] 96/1000 µl
	K-8157	Blok B-2R	Riplat [®] 96/2000 µl
	K-8168	Blok B-05PO	PlateOne [®] 96/500 µl
	K-8156	Blok B-2PO	PlateOne [®] 96/2000 µl
	K-8165	Blok B-2N	Nunc [®] 96/2000 µl
	K-8166	Blok B-2SL	Starlab [®] 96/1200 µl
	K-8159	Blok B-2M	KingFisher [™] Deepwell 96 Plate
	K-8158	Blok B-2SD	Silcprep [™] 96
	K-8154	Blok B-2KF	PowerMag [®] Glass Bead Plate 96
	K-8162	Blok B-2BBI	SSI Bio
	K-8155	Blok B-2P	Porvair [®] 96/2000 µl



K-8163

Blok B-1B

Brand Deep-Well 1100 μ l

K-8160

Blok B-PCR

PCR typu unskirted, semi-skirted, skirted

Opis

Wkłady dopasowane do [termomiksera TS-DW](#). Do wyboru są wkłady przeznaczone do montażu płytek od różnych producentów: Eppendorf® (96/1000 μ l), Axygen® (96/600 μ l, 96/2200 μ l), Sarstedt® (96/2200 μ l), Abgene® (Storage Plate 96/800 μ L, 96/1200 μ l), Riplate® (96/1000 μ l, 96/2000 μ l), PlateOne® (96/500 μ l, 96/2000 μ l), Nunc® (96/2000 μ l), Starlab® (96/1200 μ l), KingFisher™ (Deepwell 96 Plate), Silcprep™ (96), PowerMag® (Glass Bead Plate 96), SSI Bio, Porvair® (96/2000 μ L), Brand (Deep-Well 1100 μ l). W sprzedaży posiadamy także adapter odpowiedni do standardowych płytek PCR typu unskirted, semi-skirted oraz skirted.