



Olejek immersyjny Nikon Typ N 50cc do mikroskopii

Olejek immersyjny Nikon Typ N 50cc do mikroskopii. Współczynnik załamania światła 1,518, niska lepkość, słaby zapach. Zalecany do zastosowań w świetle przechodzącym, w tym w jasnym polu, ciemnym polu, DIC i kontraście fazowym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	MXA22166	Olejek immersyjny Nikon Typ N 50cc	50 ml
	MXA22203	Olejek immersyjny Nikon Typ N 50cc	50 ml

Opis

Olejek immersyjny Nikon Typ N 50cc do mikroskopii. Współczynnik załamania światła 1,518, niska lepkość, słaby zapach. Zwiększa zdolność rozdzielczą mikroskopu poprzez zastąpienie szczeliny powietrznej między obiektywem immersyjnym a szkłem nakrywkowym, zmniejszając refrakcję światła. Typ N to olej ogólnego przeznaczenia zalecany do zastosowań w świetle przechodzącym, w tym w jasnym polu, ciemnym polu, DIC i kontraście fazowym.

Olejek immersyjny wyprodukowany przez firmę Nikon, opracowany i przetestowany specjalnie do użytku z obiektywami Nikon. Współczynnik załamania światła i wartość dyspersji oleju odpowiada właściwościom optyki Nikon. Wybór nieodpowiedniego olejku może pogorszyć wydajność obiektywu.

Sprzedawany w butelce z wygodnym dozownikiem o pojemności 50 ml.