



Worki z PP - autoklawowalne

GOSSELIN

Worki do autoklawowania wykonane z przezroczystego polipropylenu (PP), odpornego na temperaturę do 134°C. Worki o grubości 40 µm są dostępne w pojemnościach od 3 do 33 l, w wersjach bez nadruku lub z oznaczeniem Biohazard. Opakowanie zawiera 500 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pojemność	Szer. x dł.	Grubość	Szt./Op.
	C-2011	Worki na odpady autoklawowalne	PP	3 l	255 x 400 mm	40 µm	500 szt.
	C-2012	Worki na odpady autoklawowalne	PP	9 l	300 x 500 mm	40 µm	500 szt.
	C-2013	Worki na odpady autoklawowalne	PP	14 l	400 x 600 mm	40 µm	500 szt.
	C-2014	Worki na odpady autoklawowalne	PP	21 l	400 x 780 mm	40 µm	500 szt.
	C-2015	Worki na odpady autoklawowalne	PP	33 l	600 x 780 mm	40 µm	500 szt.

Opis

Worki do autoklawowania wykonane z przezroczystego polipropylenu (PP) są przeznaczone do sterylizacji materiałów laboratoryjnych oraz odpadów medycznych i laboratoryjnych. Materiał worków jest **odporny na temperaturę do 134°C**, dzięki czemu nadają się do stosowania w standardowych procesach autoklawowania. Zalecany czas sterylizacji wynosi **20 minut**. Podczas procesu należy pamiętać, aby nie zamykać szczelnie worka.

Worki mają **grubość 40 µm**, co zapewnia wygodne i bezpieczne użytkowanie w codziennej pracy laboratoryjnej. Produkty pakowane są **po 500 sztuk**. W naszej ofercie dostępne są również [taśmy do sterylizacji](#).

Dostępne warianty worków do autoklawowania

Worki o pojemności 3 l, 9 l, 14 l, 21 l oraz 33 l. Dostępne są zarówno warianty bez nadruku, jak i worki z napisem Biohazard.