



Worki Biohazard żółte na odpady - autoklawowalne



Autoklawowalne worki na odpady z polipropylenu (PP) o grubości 50 µm. W kolorze żółtym. Na workach umieszczono napis i logo Bio Hazard. Nadruk wykonany w kolorze niebieskim. Możliwość sterylizacji w temperaturze do 134 °C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pojemność	Szer. x dł.	Grubość	Kolor	Szt./Op.	Nr producenta
	J-2556	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	7 l	300 x 500 mm	50 µm	żółte	50 szt.	86.1201.103
	J-2559	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	24 l	400 x 780 mm	50 µm	żółte	50 szt.	86.1202.103
	J-2562	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	40 l	600 x 780 mm	50 µm	żółte	50 szt.	86.1203.103
	J-2565	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	80 l	700 x 1120 mm	50 µm	żółte	50 szt.	86.1206.103

Opis

Autoklawowalne worki na odpady wykonane z polipropylenu (**PP**). Kolor żółty. Na workach umieszczono napis i logo Bio Hazard w kolorze niebieskim. Odpowiednie do utylizacji i sterylizacji materiałów potencjalnie niebezpiecznych biologicznie. Wytrzymałe na rozerwanie i przebicie dzięki zastosowaniu folii propylenowej o grubości 50 µm. Dodatkowo na dnie umieszczono szeroką, mocną spoinę. Produkt dostępny w pojemnościach od 7 l do 80 l.

Worki jednorazowe nadają się do **sterylizacji w temperaturze do 134 °C**. Warunkiem pełnego wysterylizowania jest otwarcie worka, zapewniające dotarcie pary do jego wnętrza.

W ofercie posiadamy również [bezbabarne worki Biohazard](#).