



Wirówka Frontier™ FC5513R



Wirówka Frontier™ FC5513R z funkcją chłodzenia. Regulowana prędkość obrotów od 200 do 14500 obr./min oraz czas pracy od 10 s do 99 godz. 59 min i 59 s. Urządzenie posiada funkcję szybkiego wirowania „Quickspin” oraz tryb pracy ciągłej. Istnieje możliwość ustawienia temperatury w zakresie -20-40 °C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręđ. obrotowa	Nr producenta
	H-5026	Wirówka Frontier™ FC5513R - z chłodzeniem	200-14500 obr./min	83041041

Opis

Wirówka Frontier™ FC5513R z funkcją chłodzenia. Sprawdzi się w wielu metodach laboratoryjnych, które wymagają zastosowania niskich temperatur. Urządzenie posiada intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD oraz cichy silnik bezszczotkowy. Wirówkę wyposażono w mechaniczną blokadę pokryw.

Urządzenie charakteryzuje regulowana prędkość obrotów w zakresie **200-14500 obr./min** oraz temperatura wirowania **od -20 do 40 °C**. Dodatkowo można ustawić tryb przyspieszenia/hamowania (10 stopni). Czas wirowania jest regulowany **od 10 s do 99 godz. 59 min i 59 s**. Urządzenie ma także **funkcję szybkiego wirowania „Quickspin”**. Wirówka umożliwia zapisanie do 99 programów. Wymiary urządzenia wynoszą 555 x 286 x 287 mm, waga – 33 kg. Wirówka pracuje prawidłowo w temperaturze 2-35 °C.

Wirówka sprzedawana jest bez wirnika. [Rotory](#) pasujące do wirówki można dokupić osobno.

Dane techniczne

Parametr	Wirówka Frontier™ FC5513R
Zakres prędkości obrotów	200-14500 obr./min
Zakres czasu pracy	10 s – 99 godz. 59 min 59 s/praca ciągła/Quickspin

Parametr	Wirówka Frontier™ FC5513R
Maksymalne przyspieszenie	17157 x g
Regulacja przyspieszenia/hamowania	10 stopni
Zakres regulacji temperatury	-20-40 °C
Wyświetlacz	LCD
Zamknięcie pokrywy	mechaniczne
Temperatura otoczenia	2-35 °C
Waga	33 kg
Poziom hałasu	$\leq 56 \pm 2$ dB
Wymiary	555 x 286 x 287 mm