



Probówki wirówkowe typu Falcon z PP - samostojące - poj. 50 ml



Probówki wirówkowe o stożkowym dnie firmy Sarstedt o pojemności 50 ml. W wersji z kołnierzem (samostojące). Posiadają skalę i pole opisowe. Wykonane z PP. W komplecie z zakrętką z HDPE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Kolor zakrętki	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Nr producenta	Szt./Op.
	J-0317	Probówki typu Falcon - samostojące	50 ml	28 x 115 mm	czerwony	niesterylne	worek	62.559	25 szt.
	J-0318	Probówki typu Falcon - samostojące	50 ml	28 x 115 mm	czerwony	sterylne	worek	62.559.001	25 szt.
	J-0319	Probówki typu Falcon - samostojące	50 ml	28 x 115 mm	bezbarwny	sterylne	worek	62.559.010	25 szt.

Opis

Probówki wirówkowe Sarstedt o poj. 50 ml wykonane z polipropylenu (PP). Ze stożkowym dnem. Posiadają podziałkę i pole opisowe. W zestawie z czerwoną lub bezbarwną zakrętką wykonaną z HDPE. **Nakrętki są już nakręcone.** Można ich używać z sitami komórkowymi i kompatybilnymi adapterami. Probówki są wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów, endotoksyn. Są również niecytotoksyczne. Produkty J-0318 i J-0319 są dodatkowo sterylizowane radiacyjnie. Oferowane w workach po 25 sztuk.

Możliwe wirowanie z maks. względną siłą odśrodkową **8000 x g**.

Gama falconów Sarstedt obejmuje również wersję sterylną pakowaną [w statywy styropianowe](#). Dla próbek wrażliwych na promieniowanie UV dostępne są [brązowe probówki o poj. 50 ml](#). Oferta probówek firmy Sarstedt obejmuje również probówki okrągłodenne i płaskodenne.

Produkt nr J-0319 w promocyjnej cenie ma krótki lub przekroczony termin ważności.