



Statywy dwustronne z pokrywkami



Zestaw dwustronnych statywów z PP na probówki. Umożliwiają jednocześnie umieszczenie kilku probówek o różnych rozmiarach w statywie. W komplecie z pokrywkami pasującymi do obu stron. Autoklawowalne w 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do probówek	Kolor	Szt./Op.
	HS2344A	Statywy dwustronne z pokrywkami	0,2/0,5/1,5/2,0 ml	mix kolorów	5 szt.

Opis

Statywy dwustronne na probówki. Wykonane z polipropylenu. Zdejmowana, zawiasowa pokrywa pasuje do obu stron. Możliwość sterylizacji w autoklawie w 121°C.

Umożliwiają jednocześnie umieszczenie kilku probówek w różnych rozmiarach. Jedna strona mieści 168 probówek o poj. 0,2 ml (odpowiednie również do pasków po 8 lub 12 probówek) oraz 12 dołków na probówki o poj. 1,5/2,0 ml. Druga strona statywu mieści 40 probówki o poj. 0,5 ml oraz 12 dołków na probówki o poj. 1,5/2,0 ml.

Wymiary 206 x 131 x 53 mm. W zestawie mix kolorów: niebieski, zielony, różowy, żółty, pomarańczowy.