



Fiolki do autosamplera Shimadzu ze skalą i polem do opisu - 2 ml



Fiolki 2,0 ml z gwintem, ze skalą i polem do opisu. Odpowiednie do autosamplera Shimadzu.

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Gwint	Wys. x śr.	Kolor	Szt./Op.
	9-1032	Fiolki do autosamplera Shimadzu ze skalą i polem do opisu	2 ml	8-425	32 x 12 mm	szkło przezroczyste	100 szt.
	9-1033	Fiolki do autosamplera Shimadzu ze skalą i polem do opisu	2 ml	8-425	32 x 12 mm	szkło brązowe	100 szt.

Opis

Fiolki 2,0 ml z gwintem, ze skalą i polem do opisu. Odpowiednie do autosamplera Shimadzu.

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.