



Zestaw statywów 80-miejscowych Top-Rack

BIOLOGIX[®]

Statywy Top-Rack mieszczą 80 probówek i posiadają 2 uchwyty ułatwiające przenoszenie. Przeznaczone są do probówek o pojemności 1,5 oraz 2 ml. Wykonano je z polipropylenu (PP), który charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną i termiczną. Zestaw zawiera pięć statywów w kolorach: niebieskim, zielonym, fioletowym, czerwonym i żółtym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	B-0350	Zestaw statywów Top-Rack	niebieski, zielony, fioletowy, czerwony, żółty	5 szt.

Opis

Statywy Top-Rack zostały wykonane z wytrzymałego polipropylenu (PP), odpornego na działanie alkoholi oraz łagodnych rozpuszczalników organicznych. **Konstrukcja w układzie 5×16 zapewnia 80 numerowanych dołków**, co ułatwia porządkowanie i szybkie odnajdywanie probówek. Stojaki są **kompatybilne z probówkami o pojemności 1,5 i 2,0 ml**.

Każdy statyw wyposażono w boczną powierzchnię do opisu oraz uchwyty na obu końcach, co zwiększa wygodę i bezpieczeństwo przenoszenia. Dzięki odporności chemicznej i temperaturowej mogą być stosowane zarówno **na stanowisku roboczym**, jak i w **zamrażarce**, a także **poddawane sterylizacji w autoklawie**.

Zestaw obejmuje pięć statywów w kolorach:

- niebieskim,
- zielonym,
- żółtym,
- czerwonym,
- fioletowym.

Schemat numeracji miejsc:

1	10	11	20	21	30	31	40	41	50	51	60	61	70	71	80
2	9	12	19	22	29	32	39	42	49	52	59	62	69	72	79
3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78
4	7	14	17	24	27	34	37	44	47	54	57	64	67	74	77
5	6	15	16	25	26	35	36	45	46	55	56	65	66	75	76

Wymiary statywu wynoszą 209 × 66 × 27,2 mm (długość × szerokość × wysokość), średnica otworów to 11,4 mm, a rozstaw

między nimi wynosi 13 mm.