



Bufory NucleoSpin[®] RNA



Bufory NucleoSpin[®] RNA.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	740944	Zestaw buforów NucleoSpin [®] RNA/DNA (do zestawów NucleoSpin [®] RNA, NucleoSpin [®] RNA Plant, NucleoSpin [®] RNA XS, NucleoSpin [®] miRNA i NucleoSpin [®] RNA/Protein) na 100 izolacji - 50 ml	1 op.
	740967.50	Protein Quantification Assay (50 testów) (50 prób i 6 kuwet kalibracyjnych - każda po 7 punktów kalibracyjnych)	1 op.
	740967.250	Protein Quantification Assay (250 testów) (250 prób i 25 kuwet kalibracyjnych - każda po 7 punktów kalibracyjnych)	1 op.
	740961	Bufor do lizy RA1 - 50 ml	1 op.
	740961.500	Bufor do lizy RA1 - 500 ml	1 op.
	740385.125	Bufor do lizy RL1 - 125 ml	1 op.
	740934.50	Bufor do lizy RP1 - 50 ml	1 op.
	740934.500	Bufor do lizy RP1 - 500 ml	1 op.
	740936.50	Bufor do lizy RAP - 50 ml	1 op.
	740936.500	Bufor do lizy RAP - 500 ml	1 op.
	740941	Zestaw buforów NucleoSpin [®] Solving PSB/TCEP (7,5 ml PSB + 107 mg TCEP do zestawu NucleoSpin [®] RNA/Protein, NucleoSpin [®] TriPrep i NucleoSpin [®] miRNA)	1 zestaw
	740968.25	Paraffin Dissolver (25 ml)	1 op.

Opis

Bufory NucleoSpin[®] RNA.