



Nasadki Hemispheric Bowls™ na kolby - do mieszadeł magnetycznych i płyt grzejnych



Nasadki Hemispheric Bowls™ na kolby do mieszadeł magnetycznych i płyt grzejnych. Adaptery stanowią alternatywę dla stosowania łaźni olejowych do grzania cieczy w naczyniach okrągłodennych. Dopasowane do płyt grzejnych oraz mieszadeł o średnicy 135 mm. Charakteryzuje je doskonała przewodność cieplna. Oferujemy nasadki na kolby o pojemności: 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 3000, 5000 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do kolb o poj.	Przeznaczenie	Nr producenta
	B-8430	Nasadki Hemispheric Bowls™	25 ml	mieszadła magnetyczne, płyty grzejne	A00000373
	B-8431	Nasadki Hemispheric Bowls™	50 ml	mieszadła magnetyczne, płyty grzejne	A00000330
	B-8432	Nasadki Hemispheric Bowls™	100 ml	mieszadła magnetyczne, płyty grzejne	A00000331
	B-8433	Nasadki Hemispheric Bowls™	250 ml	mieszadła magnetyczne, płyty grzejne	A00000332
	B-8434	Nasadki Hemispheric Bowls™	500 ml	mieszadła magnetyczne, płyty grzejne	A00000333
	B-8435	Nasadki Hemispheric Bowls™	1000 ml	mieszadła magnetyczne, płyty grzejne	A00000334
	B-8436	Nasadki Hemispheric Bowls™	3000 ml	mieszadła magnetyczne, płyty grzejne	A00000374
	B-8437	Nasadki Hemispheric Bowls™	5000 ml	mieszadła magnetyczne, płyty grzejne	A00000375

Opis

Nasadki Hemispheric Bowls™ na kolby do mieszadeł magnetycznych i płyt grzejnych. Adaptery są świetną alternatywą dla grzania naczyń okrągłodennych w łaźniach olejowych. Pasują do płyt grzejnych oraz mieszadeł o średnicy 135 mm. Zapewniają optymalną przewodność cieplną.

Do wyboru nasadki do kolb o pojemności: 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 3000, 5000 ml. W ofercie posiadamy również mieszadła z grzaniem i płyty grzejne firmy Velp.