



Wkłady aluminiowe na paski i próbki PCR



Wkłady aluminiowe do bloków grzewczych Dry Block Heater IKA. Są przeznaczone do stosowania z paskami i próbkami PCR.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba otworów	Śr. otworów	Gł. otworów	Nr producenta
	K-4091	Wkład DB 6.1 na próbki do PCR w paskach	80	6,4 mm	15,5 mm	0004470400
	K-4092	Wkład DB 6.2 na próbki PCR	64	6,4 mm	20,2 mm	0004470500

Opis

Wkłady aluminiowe do bloków grzewczych Dry Block Heater IKA. Wkład **DB 6.1** do pojedynczych pasków na próbki PCR (próbki 0,2 ml). Posiada **80 otworów o średnicy 6,4 mm**. Wkład **DB 6.2** mieści 64 pojedyncze próbki PCR (0,2 ml).