



## rDNaza Set



rDNaza Set - zestaw zawiera rekombinowaną DNazę oraz bufor reakcyjny dla DNazy na 50 mini-preparacji całkowitego RNA. Liofilizowana.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba izolacji	Szt./Op.
	740963	rDNaza Set	50 miniizolacji całkowitego RNA	1 zestaw

### Opis

rDNaza Set - zestaw zawiera rekombinowaną DNazę oraz bufor reakcyjny dla DNazy na 50 mini-preparacji całkowitego RNA. Liofilizowana.