



Butelki z kroplomierzem oranżowe

Szklane butelki wyposażone w zakrętkę zintegrowaną z kroplomierzem. Do precyzyjnego dozowania płynów. Ciemne szkło chroni zawartość przed działaniem światła. Czterokątna i żebrowana powierzchnia butelki ułatwia chwyt i zapobiega przypadkowemu stoczeniu się. Dostępne są w pojemnościach 10, 20 lub 30 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność
	L-1290	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	10 ml
	L-1291	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	20 ml
	L-1292	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	30 ml

Opis

Butelki wykonane z oranżowego szkła zapewniającego skuteczną **ochronę substancji przed promieniowaniem UV**. Jest to istotne przy przechowywaniu wrażliwych roztworów, olejków, preparatów chemicznych. Wyposażone **w białą zakrętkę z wbudowaną pipetą** zakończoną niebieską gumową gruszką, umożliwiającą precyzyjne odmierzanie i dozowanie cieczy. **Zakrętka zintegrowana z kroplomierzem** zapewnia szczelność i wygodę użytkowania.

Butelka ma czterokątną, żebrowaną powierzchnię, która poprawia chwyt i zmniejsza ryzyko przypadkowego upadku. Produkt dostępny jest **w pojemnościach 10, 20, 30 ml** i nadaje się do zastosowań laboratoryjnych, farmaceutycznych oraz kosmetycznych.