



Protino® GST/4B



Protino® GST/4B to narzędzie do oczyszczania białek GST-Tag. Można nim zastąpić większość używanych do tego odczynników, bez konieczności optymalizacji czy zmian protokołu. Ma uniwersalne zastosowanie – do małych białek, dużych kompleksów białkowych, a także białek o niskim poziomie ekspresji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Ilość	Liczba izolacji	Szt./Op.
	745510.5	Protino® GST/4B kolumny	1 ml	5 izolacji	1 op.
	745515.1	Protino® GST/4B kolumny	5 ml	1 izolacja	1 op.
	745515.5	Protino® GST/4B kolumny	5 ml	5 izolacji	1 op.
	745500.10	Protino® Glutathione Agarose 4B	10 ml	-	1 zestaw
	745500.100	Protino® Glutathione Agarose 4B	100 ml	-	1 zestaw

Opis

Protino® GST/4B to skuteczne narzędzie do oczyszczania białek GST-Tag. Można nim zastąpić większość używanych do tego odczynników, bez konieczności optymalizacji czy zmian protokołu. Ma uniwersalne zastosowanie – do małych białek, dużych kompleksów białkowych, a także białek o niskim poziomie ekspresji. Jest to zestaw umożliwiający uzyskanie dużej wydajności za konkurencyjną cenę.

Agarozę dostępną jest w formie wodnej zawiesiny. Możliwy jest również zakup pustych kolumn do wypełnienia agarozą.