



## Testy kryminalistyczne PSA Semiquant - do wykrywania PSA



Seratec<sup>®</sup> PSA Semiquant chromatograficzny test immunologiczny do szybkiego półilościowego wykrywania swoistego antygenu sterczowego (PSA). Wykorzystywany w kryminalistyce do identyfikacji nasienia. Test wykrywa PSA w stężeniach od 1 ng/ml. Idealny zarówno do badań terenowych, jak i laboratoryjnych. Opakowanie zawiera 40 kaset testowych, 50 ml buforu ekstrakcyjnego oraz instrukcję obsługi.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                               | Przeznaczenie     | Szt./Op. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  | B-4000  | Testy immunochromatograficzne Seratec PSA Semiquant | do wykrywania PSA | 40 szt.  |

### Opis

Seratec<sup>®</sup> PSA Semiquant zaawansowany test immunologiczny. Stosowany do półilościowego wykrywania **swoistego antygenu sterczowego (PSA)** w kryminalistyce. Wykorzystywany do identyfikacji **nasienia**. Produkt zawiera dwa przeciwciała monoklonalne przeciwko ludzkiemu PSA jako składniki aktywne. Wykrywa ilości PSA **od 1 ng/ml**. Wyniki uzyskuje się po **10 minutach**, bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu. Stosowany zarówno na miejscu zdarzenia, jak i w laboratorium.

PSA Semiquant zaprojektowany tak, aby wykrywać PSA także w przypadkach braku plemników, np. po wazektomii. Pozytywne wyniki uzyskiwane nawet z 30-letnich próbek. Test wykazuje wyższą swoistość w wykrywaniu płynu nasiennego w porównaniu z testami fosfatazy alkalicznej. Dlatego jest idealnym wyborem dla analiz kryminalistycznych.

Test Seratec<sup>®</sup> PSA Semiquant produkowany zgodnie ze standardami jakości Normy europejskiej **ISO 9001**.

Opakowanie zawiera 40 kaset testowych, 50 ml buforu ekstrakcyjnego oraz instrukcję obsługi.

W naszej ofercie znajduje się także [test immunochromatograficzny Seratec<sup>®</sup> PAM Test](#), który umożliwia jednoczesne wykrywanie zarówno swoistego antygenu sterczowego (PSA), jak i  $\alpha$ -amylazy.