



**Kubki do autoanalizera**

Przeźroczyste kubki do autoanalizatorów. Z polistyrenu. W opakowaniu po 1000 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Dla systemu	Szt./Op.
	E-1271	Kubki do autoanalizera	3 ml	Hitachi	1000 szt.
	E-1272	Kubki do autoanalizera	3,5 ml	Olympus AU	1000 szt.
	E-1273	Kubki do autoanalizera	0,25 ml	ES300/600/700	1000 szt.
	E-1274	Kubki do autoanalizera	2 ml	Technicon	1000 szt.

**Opis**

Przeźroczyste kubki do autoanalizatorów. Z polistyrenu. W opakowaniu po 1000 sztuk.